

RP II & RPD-Pro Aktivierung

1. Nehmen Sie die Schiene und den Aktivierungsschlüssel aus der Verpackung.
2. Stecken Sie den Aktivierungsschlüssel in das Führungsloch der Dehnschraube an der Schiene.
3. Drehen Sie die Dehnschraube in Pfeilrichtung mit dem Aktivierungsschlüssel von Anschlag zu Anschlag, um die Schiene zu aktivieren.
Eine Drehung entspricht dabei **0,25 mm** Aktivierung (**beide Seiten gleichmäßig**).
4. Drehen Sie die Schraube **maximal 8-mal**, um eine Aktivierung von insgesamt 2mm zu erreichen.
5. Entfernen Sie den Aktivierungsschlüssel aus der Dehnschraube, wenn Sie mit der gewünschten Aktivierung zufrieden sind.
6. **Nach jeder Aktivierung überprüfen** Sie die Schiene, um sicherzustellen, dass sie immer noch bequem sitzt und **keine Schmerzen** verursacht.
7. Wenn die Schiene unangenehm wird oder Schmerzen verursacht, drehen Sie die Schraube zurück, um die Aktivierung zu verringern.


Bitte beachten Sie, dass die Schiene insgesamt nur **maximal um 6 mm** aktiviert werden kann.
Pro Schritt darf die Schiene jedoch **maximal um 2 mm** aktiviert werden, um muskuläre Probleme zu vermeiden.

Beachten Sie bitte, dass Sie bei der Aktivierung der Schiene **beide Seiten gleichmäßig** ergänzen sollten, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Drehen Sie die Schraube also auf jeder Seite um die gleiche Anzahl an Umdrehungen, um sicherzustellen, dass die Schiene gleichmäßig aktiviert wird.

Hinweis:

Wenn Sie unsicher sind, wieviele Umdrehungen auf jeder Seite erforderlich sind oder Fragen zur Aktivierung haben, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Ihre medizinische Fachkraft.

DREHRICHTUNG



AKTIVIERUNGSSCHLÜSSEL

